

# 产品数据表

## Sphericalplate 5D® 6孔3D 细胞培养板


### 产品描述

Sphericalplate 5D® 是一种无菌、一次性使用的 6 孔细胞培养板，用于营造一种有利于大小均匀的细胞球聚集的环境。

Sphericalplate 5D® 在 A 行和 B 行有 6 个功能孔。每个孔由 3'364 个圆底微孔组成，整个培养板总共包含 20'184 个微孔。

Sphericalplate 5D® 仅供研究之用，不能用于人类。

位于瑞士的Kugelmeiers Ltd是球形培养板 5D® 的制造商。Kugelmeiers Ltd开发、生产和销售球形培养板 Sphericalplates5D®, 用于3D细胞培养。



### 技术特性

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| 板材材质      | 透明环烯烃共聚物 (COC)                   |
| 格式        | 6 孔板                             |
| 外形尺寸      | 127.76×85.47×20.15 mm (标准的 SBS ) |
| 带有微孔的孔    | A 和 B                            |
| 每孔的微孔数量   | 3364                             |
| 每培养板的微孔数量 | 20'184                           |
| 每孔的最大体积   | 14 毫升                            |
| 每孔的工作体积   | 2 - 4 毫升                         |
| 表面修饰      | 在 A 井和 B 井中使用防结垢的 AziGrip™ EX 涂层 |
| 盖子材质      | 透明聚苯乙烯 (PS)                      |
| 包装材料      | PET-G 托盘和带有标签的 Tyvek 罩膜          |
| 无菌        | X 射线辐照                           |
| 存储        | 环境温度和湿度，无直射阳光照射                  |
| 保质期       | 见包装上的保质期                         |